


# NASTAVKI CURAPROX HYDROSONIC

Vsi nastavki imajo vlakna CUREN®, zaradi česar so učinkoviti pri čiščenju in nežni do zob in dlesni. Združljivi so z vsemi tremi modeli CURAPROX Hydrosonic.

Nastavki z oznako  imajo 10–15 stopinjski nagib, zato težko dostopna mesta postanejo še lažje dosegljiva.



## »power«

- močan, a nežen
- za zdrave dlesni



## »sensitive«

- posebno nežen
- za občutljive dlesni



## »single«

- izredno nežen
- za čiščenje zobnega žlebiča, nosilcev fiksnih ortodontskih aparatov in vsadkov ter za poliranje zob



## »carbon«

- nežen in učinkovit
- posut z delci aktivnega ogljika, ki nežno odstranijo zabarvanost brez poškodovanja sklenine



## CHS 300 »power«

- z največjo zmogljivostjo za profesionalne uporabnike soničnih zobnih ščetk
- čisti do popolnosti



## CHS 200 »sensitive«

- idealen za nove uporabnike soničnih zobnih ščetk
- čisti izjemno nežno

Zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic lahko kupite v izbranih trgovinah ali na [www.curaprox.si](http://www.curaprox.si).

FLEGIS, d. o. o., Perhavčeva ul. 36, 2000 Maribor, Slovenija  
T +386 (0)2 460 53 42, [info@flegis.si](mailto:info@flegis.si), [www.curaprox.si](http://www.curaprox.si)



# CURAPROX

# HYDROSONIC PRO BLACK IS WHITE EASY



SI-CP-PPL-0820-68

CURAPROX predstavlja tri sonične zobne ščetke Hydrosonic, ki, zaradi **nastavkov s poliestrskimi vlakni CUREN®**, čistijo nežno in učinkovito. S polno baterijo lahko ščetkate **več kot 60 minut**, delovanje ščetke pa je enako dobro, če je baterija na pol prazna ali polna. Skozi čiščenje vseh predelov v ustni votlini vas vodi tudi **časovnik ščetkanja** s 30-sekundnim intervalom, ki vam s piskom sporoči, kdaj se lahko premaknete na naslednjo četrtino zobnega loka.



## HYDROSONIC PRO

Tako profesionalna, tako vsestranska, tako enostavna za uporabo

- Od 22.000 do 42.000 gibov na minuto
- Trije programi - »start«, »clean«, »smile« in sedem načinov ščetkanja
- Trije inovativni nastavki z vlakni CUREN®: »power«, »sensitive« in »single«
- Z nagibom glave nastavka Curacurve® 10–15 stopinj težko dostopna mesta postanejo zlahka dosegljiva

### Uporaba

- ✓ Za vsakodnevno nego zob, dlesni in obzobnih žlebičev
- ✓ Primerna tudi za vse z zobnim aparatom in zobnimi vsadki
- ✓ Za vse, ki imajo težave z nabiranjem zobnega kamna (nastavek »single«)
- ✓ Za preventivo pred kariesom
- ✓ Za izboljšanje ustnega zdravja pri posameznikih z gingivitisom, parodontitisom in periimplantitisom
- ✓ Poliranje zob z nastavkom »single«



## HYDROSONIC EASY

Skrb za ustno zdravje je pravkar postala lažja

- Od 22.000 do 42.000 gibov na minuto
- Trije programi - »start«, »clean«, »smile«
- Dva nastavka z vlakni CUREN®: »power« in »sensitive«

### Uporaba

- ✓ Za vsakodnevno nego zob, dlesni in obzobnih žlebičev
- ✓ Primerna tudi za vse z zobnim aparatom in zobnimi vsadki
- ✓ Za preventivo pred kariesom
- ✓ Za izboljšanje ustnega zdravja pri posameznikih z gingivitisom, parodontitisom in periimplantitisom



## HYDROSONIC BLACK IS WHITE

Za ščetkanje s stilom

- Od 22.000 do 42.000 gibov na minuto
- Trije programi - »start«, »clean«, »smile«
- Inovativni nastavek »Carbon« z vlakni CUREN® z aktivnim ogljikom za beljenje zob
- Z nagibom glave nastavka Curacurve® 10–15 stopinj težko dostopna mesta postanejo zlahka dosegljiva

### Uporaba

- ✓ Za vsakodnevno nego zob, dlesni in obzobnih žlebičev
- ✓ Za vse z željo po nežnem, učinkovitem in neškodljivem beljenju zob (nastavki z aktivnim ogljikom)
- ✓ Za vse, ki jim je ob učinkovitosti ščetke pomemben tudi dizajn